



駒込ピペット



ディスポピペット



培養ピペット



パスツールピペット



赤スポイドゴム



白スポイドゴム

全自動成型により、玉部、先端が均一です。

硬質自動管で精度抜群。

目盛位置が安定し、目盛がとれない浸透焼付です。

駒込ピペット (硼珪酸ガラス)

名称	容量	胴径	全長	内箱	ケース
1cc	1ml	7	230mm	(10本)	500本
2cc	2ml	8	230	(10本)	500本
3cc	3ml	9	230	(10本)	500本
5cc	5ml	10	285	(10本)	300本
10cc	10ml	12	285	(10本)	300本

試料の採取、攪拌のピペット、超安価!

ディスポピペット (硼珪酸ガラス)

名称	容量	胴径	全長	チップ長	ケース
1cc	1ml	7	150	50mm	(100本)
2cc	2ml	8	180	60	(100本)
3cc	3ml	8	230	60	(100本)
5cc	5ml	10	230	70	(50本)

先穴が太く、粘度性培養液などの充填に最適。

従来のメスピペットに比べ短寸で操作しやすい。

培養ピペット (硼珪酸ガラス)

名称	容量	胴径	全長	1目盛	内箱	ケース
2cc	2ml	8	230	0.1ml	(10本)	300本
3cc	3ml	8	230	0.2	(10本)	300本
5cc	5ml	10	230	0.5	(10本)	200本
10cc	10ml	12	230	0.5	(10本)	200本

医療、臨床検査に必要な毛細管ピペット。

培地の移動やサンプリングなどに広く用いられています。

パスツールピペット (硼珪酸ガラス)

名称	胴径	全長	チップ長	ケース
S	7.5	155	45mm	(100本)
L	7.5	225	115	(100本)

赤スポイドゴム (ラテックス製)

名称	容量	数量
赤スポイドゴム	1cc	(1個)
"	2cc	(1個)
"	5cc	(1個)
"	10cc	(1個)

白スポイドゴム (シリコンゴム製)

名称	容量	数量
白スポイドゴム	1cc	(1個)
"	2cc	(1個)
"	5cc	(1個)
"	10cc	(1個)